

# cleanoz®


nasal aspirator kit™

MBO02



nuvita

- IT ISTRUZIONI PER L'USO .....2
- ES USO MANUAL.....8
- PT MANUAL DE INSTRUÇÕES.....14



## DESCRIÇÃO

- ① Botão liga / desliga
- ② Orifício de respiro do tanque transparente
- ③ A unidade principal e tanque transparente
- ④ Tampa da bateria
- ⑤ Adaptador descartável de secreções nasais
- ⑥ Baterias

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE.

Cleanoz® foi projetado para ser eficiente e seguro. Entretanto, como com todos os aparelhos eléctricos devem seguir as precauções de segurança, especialmente para o cuidado e segurança da criança.



## AVISOS

Use o aparelho apenas para o uso pretendido especificados neste manual. Não use acessórios ou peças sobressalentes fabricadas por terceiros. Sempre se referem aos acessórios e peças de reposição recomendadas pela Nuvita. Não use baterias

DIFERENTES DAS INDICADAS. POIS PODERÁ SER POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS.


USE SOMENTE PILHAS ALCALINAS TIPO LR03 AAA.

Para qualquer informação adicional Cleanoz® serviço de atendimento ao cliente, o seguinte e-mail: [info@a-brands.biz](mailto:info@a-brands.biz).

## O ACONSELHAMENTO MÉDICO

ATENÇÃO: O ADAPTADOR DESCARTÁVEL PARA O NARIZ CONTÉM LATEX PODE CAUSAR REACÇÕES ALÉRGICAS.

- 1) Lave bem as mãos antes e após o uso Cleanoz®.
- 2) Não force o adaptador descartável nas narinas da criança. Use a posição mostrada Cleanoz®.




- 3) Para a segurança da criança a sucção máxima deve ser só de alguns segundos.
- 4) Não use Cleanoz®, na presença de irritação ou sangramento.
- 5) Em caso de infecções, febre, irritação do nariz ou sangramento, consulte o seu pediatra.
- 6) Não use o adaptador descartável que possa estar danificado ou em más condições.
- 7) Use Cleanoz® só com os adaptadores descartáveis originais Nuvita.
- 8) Substitua a peça com o bico após cada uso, ou pelo menos uma vez por dia.

**MANTENHA ESTE MANUAL.**


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cleanoz® é um aspirador nasal eléctrico crianças.


- 1) Na primeira utilização, retire a tampa da bateria, desligando os parafusos (use uma chave de fendas para desapertar os parafusos). Coloque três pilhas alcalinas AAA LR03 em seguida, feche a tampa da bateria. Utilize apenas pilhas alcalinas certificando-se de observar a polaridade correta.




- 2) Insira o adaptador nasal de uso único, alinhando a parte superior de silicone com a extremidade do tanque transparente. Por favor ter cuidado para não danificar o saco na inserção.



- 3) Coloque o adaptador nasal de uso único na abertura da narina. Para melhorar a eficiência do Cleanoz® é recomendada a realização de um ou mais cursos de irrigação nasal com solução salina antes de prosseguir com a aspiração de secreções. Para otimizar a aspiração nasal é recomendada para manter a narina fechada com o dedo não submetido a tratamento.




- 4) Ligar: Pressione o botão enquanto cobria a saída do orifício com a ponta dos dedos (as secreções são recolhidas no coletor descartável).



- 5) Off: A sucção irá parar automaticamente alguns segundos depois de preencher o coletor de uso único especiais.
- 6) Esvazie o depósito de ter certeza que o furo de ventilação não é bloqueado antes de voltar a usar o vácuo.

7) Escorrer, retirar e descartar o cartucho descartável após o uso.



## LIMPEZA APÓS O USO

1) O adaptador nasal é de uso único, portanto, no final das operações removê-lo e jogá-lo no lixo. Por motivos econômicos, é provável que você queira reutilizar o adaptador nasal de uso único efectuando uma lavagem e ou limpeza. Isso não é recomendado, mas se você quiser, pode lavar imediatamente após o uso o adaptador nasal (sugar a água limpa cerca de 3 segundos com Cleanoz® e depois esvaziar a cabeça com o adaptador nasal) e limpe a ponta com um pano em forma de cone asséptica.

### **NUNCA USE O MESMO ADAPTADOR NASAL DE "USO UNICO" EM DIFERENTES CRIANÇAS.**

- 2) Limpe a unidade principal, fazendo a cobertura se a bateria está bem fechada. Não limpe o aparelho com detergentes agressivos e abrasivos.
- 3) Não mergulhe o ventilador em fluidos nasais. Não use Cleanoz® para aspirar secreções nasais e outras substâncias que a água.
- 4) Para proteger o meio ambiente, sempre que possível aplicar a coleta seletiva de resíduos, por isso não perca as pilhas no meio ambiente e, especialmente, não as coloque no lixo. Existem centros de recolha de respectivas pilhas.



## CONSERVAÇÃO

- 1) Guarde o Cleanoz® em um ambiente seco à temperatura ambiente. Cleanoz® e os adaptadores nasais deverão ser armazenados em condições adequadas a uma temperatura entre 5 ° C e 45 ° C (41 ° F - 113 ° F).
- 2) Para evitar o vazamento de líquidos corrosivos, retire as pilhas da bateria quando não estiver em uso prolongado (meses).

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1) Cleanoz® não é um brinquedo, portanto, pode ser usado por adultos somente após a leitura atenta do manual de instruções.
- 2) Mantenha Cleanoz® e os adaptadores nasais descartáveis, fora do alcance das crianças.
- 3) Cleanoz® é projetado e destinado exclusivamente para uso doméstico e para a aspiração de secreções nasais de crianças.
- 4) Cleanoz® é projetado para uso intermitente (até 15 segundos por minuto). A utilização do dispositivo sem os adaptadores nasais correctos e o respectivo reservatório cheio secreções fará um consumo desnecessário de energia.
- 5) Antes de utilizar Cleanoz® certifique-se que todas as peças estão devidamente montados.
- 6) Observe a data de expiração dos adaptadores nasais de uso único.
- 7) Não tente desmontar o aspirador nasal, ou as partes que encaixam nos adaptadores nasais.
- 8) Evite deixar cair o Cleanoz® poderá causar danos no dispositivo.



- 9) Use somente com adaptadores nasais descartáveis produzida por Nuvita porque são os únicos a ser projetado especificamente para Cleanoz® MB002.
- 10) Os adaptadores nasais descartáveis não estão esterilizados.
- 11) Não use nem guarde o dispositivo ou os adaptadores nasais de utilização única, nas seguintes condições:
  - a. Locais quentes, como por exemplo dentro de um carro estacionado ao sol.
  - b. Sob luz solar direta.
  - c. Locais húmidos ou corrosivos.
  - d. Mantenha sempre o dispositivo afastado de superfícies quentes, inflamáveis ou potencialmente explosivas.
- 12) O aspirador nasal não deve ser utilizado em qualquer uma das condições acima descritas.

## GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

De acordo com as normas vigentes, o fabricante oferece ao consumidor uma garantia legal de 24 meses a contar da data indicada no recibo. Excluídos da garantia legal de 24 meses as partes identificadas como "consumíveis" (pilhas, por exemplo, cabeças intercambiáveis ou peças sujeitas a desgaste). A garantia legal de 24 meses começa quando:

- 1) O produto tenha sofrido danos estéticos devido à utilização inadequada do acordo com as instruções no manual de instruções.
- 2) Este produto foi modificado e / ou adulterado.
- 3) Causa da falha foi devido à má manutenção dos componentes individuais e / ou acessórios e / ou insumos (por exemplo, oxidação e / ou escala devido à retenção de água ou outros líquidos, sedimentos bloqueando a saída do sensor exterior bateria líquido corrosivo).

Estão excluídas da garantia legal de 24 meses:

- 1) Os custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste e custos de manutenção do produto.
- 2) Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto e da loja onde comprou ou centro autorizado de coleta para receber os produtos em garantia.
- 3) Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou uso indevido não esteja em conformidade com as instruções do manual de instruções.
- 4) Danos devido a catástrofes naturais, a eventos acidentais ou condições adversas não é compatível com o produto.
- 5) Os defeitos que têm um efeito negligenciável sobre o desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do produtor, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo directos, perda indirecta do lucro líquido, perda de poupanças e acessórios danos e outros detalhes conseqüências que vão além dos danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, irregularidades ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e / ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo sem serviço.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Aqui estão algumas dicas para resolver problemas comuns. Em caso de dificuldade, contacte o serviço de atendimento ao cliente por e-mail: [info@a-brands.biz](mailto:info@a-brands.biz)

Problema	Solução
O dispositivo Cleanoz® não funciona.	<p>Certifique-se de inserir as pilhas observando a polaridade no compartimento da bateria.</p> <p>Se o problema persistir, retire as pilhas e substitua-as por pilhas novas do mesmo modelo.</p>
Em caso de uma bolsa deixar entrar secreções nasais bloqueando a bomba de sucção do dispositivo Cleanoz®.	<p>Retire o adaptador nasal descartável de uma única embalagem danificada e aspire o dispositivo Cleanoz® com água limpa durante 5 segundos, em seguida, o ar aspirado por 5 segundos para secar a bomba. Limpe o recipiente transparente com um pano macio. Agora o dispositivo Cleanoz® está pronto para uso com um novo adaptador nasal descartável.</p> <p>Para evitar este problema, tenha cuidado ao instalar o adaptador nasal descartável, a fim de evitar danos ao coletor de secreções nasais.</p>

Your advice is very important to us, for all questions and comments, contact Anteprima at [info@a-brands.biz](mailto:info@a-brands.biz)



CE 0543, FCC part 15 compliant, IP40



Components must be recycled



Use 3 AAA LR03 Alkaline Batteries 4,5V DC



Imported & Distributed by :  
Anteprima Brands Srl- Bologna- Italy

Manufactured by UBIMED®, Culver City, California, 90232, US  
European Authorized Representative: IMHOTEP création s.a.s ZI Montplaisir,  
rue du champ de courses, 38780 Pont-Evêque, France.

Protected by US and International Patents Pending.  
Design U.S. Des. Pat. 542 915.  
UBIMED® and Cleanoz® are registered trademarks of Ubimed®.  
© 2011 Ubimed® Inc. All rights reserved.